



KONSTRUKCJA LIFEVAC®

LIFEVAC®

PIERWSZA POMOC W ZADŁAWIENIU

LifeVac® jest liderem wśród urządzeń do udrażniania dróg oddechowych. To jedyne ACD (Airway Clearance Device) posiadające recenzowane publikacje medyczne, niezależne testy kliniczne oraz abstrakty medyczne potwierdzające jego bezpieczeństwo, skuteczność, łatwość użycia i liczbę uratowanych osób.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ LIFEVAC®?


PROSTY, SKUTECZNY, BEZPIECZNY W UŻYCIU

LifeVac® to nieinwazyjne, przenośne urządzenie do udrażniania dróg oddechowych.

LifeVac® wytwarza podciśnienie aż trzykrotnie większe od najwyższej wartości notowanej w standardowych technikach pierwszej pomocy.

Siła ssania przekracza 300 mmHg, przy jednocześnie bardzo krótkim czasie działania, co sprawia, że urządzenie jest zarówno skuteczne, jak i bezpieczne.

Urządzenie nie wymaga recepty ani konserwacji.




- 1 Wymienne maski w różnych rozmiarach:**
w celu odpowiedniego dopasowania do twarzy poszkodowanego bez względu na to czy jest to dorosły czy dziecko.
- 2 Zawór jednokierunkowy:**
zapobiega cofaniu powietrza i zwiększa skuteczność odsysania.
- 3 Przezroczysty worek:**
umożliwia sprawdzenie, czy ciało obce zostało usunięte.
- 4 Ergonomiczny uchwyt :**
zapewnia pewny i stabilny chwyt podczas użycia.




PROSTA OBSŁUGA




1 PRZYŁÓŻ



2 PRZYCIŚNIJ



3 POCIĄGNIJ



LifeVac® DOSTĘPNE OPCJE

LifeVac® Home / Standard Kit

- Najlepszy wybór do miejsc, w których przebywają rodziny, pracownicy i uczniowie.
- **Idealny do: domu, biura, szkoły, placówek edukacyjnych.**
- Zawiera pełen zestaw masek i instrukcji — wszystko, aby być przygotowanym na nagłą sytuację.



LifeVac® Travel Kit

- Ta sama skuteczność co zestawu Home, ale w wersji mobilnej.
- **Idealny dla osób, które chcą mieć LifeVac® zawsze pod ręką: w samochodzie, podczas podróży, w pracy, w terenie, na wyjazdach służbowych i prywatnych.**
- Poręczna żółta torba sprawia, że zestaw jest lekki, kompaktowy i gotowy do użycia w każdej chwili.



LifeVac® Wall Mounted Kit

- Zestaw stworzony z myślą o miejscach publicznych i instytucjach.
- **Idealny do: urzędów, szkół i uczelni, obiektów sportowych, galerii handlowych, hoteli, restauracji, zakładów pracy i przestrzeni o dużym natężeniu ruchu.**
- Dzięki skrzynce montowanej na ścianie, plakatowi A3 z protokołem BLS i zestawowi mocowań LifeVac jest zawsze widoczny, dostępny i gotowy do użycia.



LifeVac® KLUCZOWE CECHY

- Można stosować zarówno przy częściowej, jak i całkowitej niedrożności.
- Może być używane, gdy poszkodowany stoi, siedzi lub leży.
- W sytuacji paniki brak ryzyka uszkodzeń jamy ustnej i wepchnięcia języka lub ciała obcego głębiej.
- Wymienne maski w 3 różnych rozmiarach (dla dzieci, młodzieży i dorosłych), wyraźnie oznaczone kolorowymi pierścieniami.
- Generuje ponad 326 mmHg siły ssącej, skutecznie i bezpiecznie usuwając ciało obce.
- Dostępny w różnych zestawach dostosowanych do oczekiwania różnych odbiorców.
- Wymiary i waga urządzenia: 11 × 8,3 × 19,5 cm; 200 g.
- Posiada oznakowanie UKCA, zarejestrowany w CE (zgodny z MDR), w bazie Eudamed, w MHRA, FDA, TGA, HPFB, MOH, IMA, AMAR, SFDA i TFDA.